

## Fiche Technique et de Sécurité Garrot clipcomed adulte et enfant et garrot clipcomed IRM

REF 42 900 40/41/42/43/45/46/47/48/49/50/51 et 42 910 41 (IRM) Crée le : 05.12.2012 Mise à jour: 21.10.2015

Indice : f
TCE1

• Classement du dispositif : Classe I

• Durée : Temporaire (règle 1)

• N°. d'enregistrement ANSM : B.I-24982-98 / DM1SM201500370

• Code GMDN: 16632

Règle appliquée ( annexe IX)

- Non Invasif (règle 5 # 1)
- Non Actif thérapeutique
- Non chirurgical
- Actif Médical
- Non Actif diagnostique

| Description                          |   | Garrot hémostatique à bande élastique lavable plusieurs couleurs et longueur, non stérile. Nom commercial =   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|-----------------|--|--|--|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| générale                             | CLIPCOME                                |   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Pièces jointes                       | Oui                                     |   |  |                 | cartonne   | tte  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Référence lot                        | Oui                                     | Voir sur l'emballage  |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Code ACL                             | Oui                                     | Pharmaci<br>e:<br>3401040<br>779043<br>Répartite<br>ur:<br>4077904  | Pharmaci<br>e:<br>3401040<br>792110<br>Répartite<br>ur:<br>4079211 | /               | Pharmaci<br>e:<br>3401040<br>779104<br>Répartite<br>ur:<br>4077910 | Pharmaci<br>e:<br>3401040<br>779272<br>Répartite<br>ur:<br>4077927 | Pharmaci<br>e:<br>3401040<br>779333<br>Répartite<br>ur:<br>4077933 | Pharmaci<br>e:<br>3401040<br>779562<br>Répartite<br>ur:<br>4077956 | /         | /               | /            | /            | /            |  |  |  |
| Dispositif raccordé                  | Non                                     |   |  | ,               |  | •  | •  | •  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Dispositif Usage<br>Unique           | Non                                     |   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Dispositif stérile                   | Non                                     |   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Stérilisation                        | Non                                     |   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Autoclavable                         | Oui                                     |   |  | nt 20 min       |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Nettoyage                            | Oui                                     | En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'ABS, 60°C ou 5 à 10 minutes dans l'eau à ¼ de germicide CLOROX, rincer à l'eau claire et sécher, réalisable une dizaine de fois. Ne jamais mettre le garrot en contact avec des graisses ou huiles (Ex : vaseline, huile de paraffine) ou des solvants organiques tel que benzène, éther, ester et hydrocarbure chloré ainsi que des oxydants (chlore, acide péracétique). Produits non exhaustifs. |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Substance impropre                   | Produit attaquant l'ABS et le polyamide |   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Pièces constitutives                 | Oui                                     |   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Matières                             | Boîtier et fe                           | fermeture en ABS et une bande en polyamide à 65% et caoutchouc synthétique à 35%  |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Contient du latex                    | Non                                     | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Etiquetage                           | Oui                                     | Cartonnette explicative en français, anglais, allemand, espagnol.   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Emballage                            | Oui                                     | Unitaire sous blister avec cartonnette, carton de 100 pièces  |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Stockage particulier                 | Oui                                     | Ne pas stocker au soleil ou à la chaleur > 50°C   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Durée d'utilisation                  | Courte garr                             | 1   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Marquage sur le<br>DM                | Oui                                     | CE sur la fermeture et logo + nom sur le boîtier  |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Références + extension               | ons                                     | 42 900<br>40  | 42 900<br>41   | 42 900<br>42    | 42 900<br>45   | 42 900<br>46   | 49 900<br>47   | 42 900<br>48   | 42 910 41 | 42 900<br>43    | 42 900<br>49 | 42 900<br>50 | 42 900<br>51 |  |  |  |
| Désignation                          |   |   |  | Garrot          | clipcome   | d adulte   |  |  | IRM       | Gar             | rot clipc    | omed ent     | fant         |  |  |  |
| Couleurs                             |   | Rouge   | Bleu   | Multico<br>lore | Noir   | Violet   | Vert   | Orange   | Bleu      | Multico<br>lore | Rose         | Bleu         | Jaune        |  |  |  |
| Dimensions $h \times \emptyset$ (mm) |   |   |  |                 | 480  | x 25   |  |  |           |                 | 400          | x 25         |              |  |  |  |
| Epaisseur (mm)                       |   | 1.8   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Poids net (g)                        |   |   |  | 34              |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Résistance température (C°)          |   | Max = +40 $Min = -10$   |  |                 |  |  |  |  |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Élasticité (%)                       |   |   |  |                 |  |  |  | 200%   |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Tension maximale                     |   |   |  |                 |  |  |  | )N   |           |                 |              |              |              |  |  |  |
| Taux de reversions d                 | a flavibilitá                           | 1   |  |                 |  |  | 9(   | )%   |           |                 |              |              |              |  |  |  |

Rédacteur : JAEGEL Annabel

Fonction: RQ Paraphe: A.J.

COMED sas 8 Rue Louise Michel 67200 STRASBOURG France www.comed.fr



## Fiche Technique et de Sécurité Garrot clipcomed adulte et enfant et garrot clipcomed IRM

REF 42 900 40/41/42/43/45/46/47/48/49/50/51 et 42 910 41 (IRM) Crée le : 05.12.2012 Mise à jour: 21.10.2015

Indice : f
TCE1

| Utilisation   | Permet le garrottage des veines sanguines   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Mode d'emploi   | Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux sanguins d'un mer pour arrêter ou atténuer la circulation sanguine. Les conditions de désinfection et utilisation e stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits caoutchoutés inclus dans bandes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier ces paramètre ainsi que l'intégralité produits associés avant utilisation. Voir cartonnette pour le descriptif d'utilisation avec schén respecter. |  |  |  |  |  |
| Précaution d'emploi et/ou<br>avertissement usage unique | Vérifier avant utilisation que la bande ne présente pas de détériorations ou de coupures. Ne jamais exposer à une température supérieure à 80°C. Respecter le mode d'emploi.  |  |  |  |  |  |
| Recyclage   | Non   |  |  |  |  |  |
| Récupération  | Poubelles ménagères   |  |  |  |  |  |
| DEEE/REACH  | Non/ Non  |  |  |  |  |  |
| PVC / Phtalates   | Non/Non   |  |  |  |  |  |
| Données de sécurités                                    | Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul  |  |  |  |  |  |
| Normes applicables                                      | NF EN ISO 9001: 2008; NF EN ISO 13485 : 2012; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013; NF EN ISO 15223-1: 2012; NF ISO 15223-2: 2010  |  |  |  |  |  |

Rédacteur : JAEGEL Annabel

Fonction: RQ Paraphe: A.J.

COMED sas 8 Rue Louise Michel 67200 STRASBOURG France www.comed.fr